



POlnet



KATALOG PRODUKTÓW WETERYNARYJNYCH

TRZODA CHLEWNA



01 Inseminacja 3

02 Laboratorium 9

03 Transport i przechowywanie nasienia 13

04 Iniekcja 17

05 Szycie 23

06 Przepędzanie i poganianie 25

07 Pielęgnacja 29

08 Aparatura 39

09 Chemia i bioasekuracja 45

10 Znakowanie 55



Jak zamawiać produkty?



TELEFONICZNIE
+48 61 657 67 34, +48 61 657 67 21



FAKSEM
+48 61 657 67 67



E-MAIL
weterynaria@polnet.pl



SKLEP INTERNETOWY
www.polnet-wet.pl



WIADOMOŚĆ NA PORTALU
FACEBOOK

POLnet weterynaria



LISTOWNIE
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne



W hurtowniach weterynaryjnych
na terenie całego kraju

UWAGA!
Umieszczone w ofercie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone. kopiowanie, powielanie bez zgody autora zabronione. Firma POLNET nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub błędy w publikacji.



- | SYSTEMY ŻYWIENIA
- | SYSTEMY POJENIA
- | WENTYLACJA I OGRZEWANIE
- | UTRZYMANIE

POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Sowiec 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel.: + 48 61 657 67 00, fax: + 48 61 657 67 67
office@polnet.pl

www.polnet.pl

Inseminacja

Butelka do nasienia

Butelka z nakrętką.
Dostępne kolory nakrętek: czerwony, niebieski, zielony, żółty oraz biały.

Nr kat. -12

Tuba do nasienia

Pojemność do 100 ml. Posiadają system łatwego otwierania.
Dostępne w trzech kolorach: czerwonym, zielonym oraz niebieskim.

Nr kat. 50311

Saszetka

Saszetka podobnie jak butelka czy tuba służy jako pojemnik w którym przechowuje się nasienie.

Nr kat. pk101

Kateter inseminacyjny dla loch z zatyczką

Posiada zatyczkę. Pojedynczo pakowany.

Nr kat. 5039

Kateter inseminacyjny dla loszek

Posiada zatyczkę.
Pojedynczo pakowany.

Nr kat. 5050

Kateter dla loch bez zatyczki

Nie posiada zatyczki.
Umożliwia łatwe i precyzyjne wprowadzenie nasienia w drogi rodne samicy.
Pakowane pojedynczo.

Nr kat. 5038



Żel sterylny

Przeznaczony do inseminacji. Pojemność 250 ml.

Nr kat. 340625



Kateter dla loch spiralny z zatyczką

Posiada specjalny kotnierz zapobiegający cofaniu się nasienia.
Pojedynczo pakowany.

Nr kat. 5039-3



Kateter do głębokiej inseminacji niebieski

Dwudziurkowy.
Pojedynczo pakowany.

Nr kat. 5039-4



Rozcieńczalnik BTS

Produkt pozwala na rozcieńczenie nasienia i utrzymanie jego zdolności żywotnych przez 3 dni.

Nr kat.	Nazwa
BTS50	Rozcieńczalnik do nasienia BTS, 50 g
BTS250	Rozcieńczalnik do nasienia BTS, 250 g



Rozcieńczalnik KRONOS

Produkt pozwala na rozcieńczenie nasienia i utrzymanie jego zdolności żywotnych przez 6 dni.

Nr kat.	Nazwa
KRO50	Rozcieńczalnik do nasienia KRONOS, 50 g
KRO250	Rozcieńczalnik do nasienia KRONOS, 250 g



Worek w termos

20 x 40 mm.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kat. **291987**

Worek do rozlewania nasienia

Posiadają „dziubek”.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Pojemność 5 l.

Nr kat. **291990**

Sączki do termosu

Średnica 24 cm.
Opakowanie zawiera 200 sztuk.

Nr kat. **2258**

Woreczki w termos do nasienia z filtrem

Woreczki posiadają wymiar.
Pakowane po 100 sztuk.
Posiadają skalę do 2 litrów.

Nr kat. **291988**

Termos do pobierania nasienia

Termos służy do pobrania nasienia. Wcześniej wyścielony jest woreczkiem 20 x 40 cm oraz sączkiem/filtrem.

Nr kat. **340168**



Rękawice inseminacyjne

Zielone.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kat. **260685S**

Rękawice z pętlą

Zielone.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.

Nr kat. **260724S**

Rękawice rektalne czerwone

Czerwone.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.


Nr kat. **260690**



Łącznik katetera

Łącznik służy do łatwiejszego połączenia katetera z butelką bądź tubą.

Nr kat. **340219**



Żel do rak i instrumentów weterynaryjnych

Pojemność 1000 ml.

Nr kat. **180545P**



Fantom

Wykonany z grubego tworzywa PCV ułatwiającego dezynfekcję i utrzymanie w czystości. Dwie nogi z możliwością regulacji wysokości oraz kąta nachylenia. Podstawa wykonana z grubej blachy, umożliwiającą zamocowanie na stałe. Dwie podpórki na nogi knura ułatwiające pobranie nasienia. Podstawa oraz nogi wykonane ze stali ocynkowanej. Solidna budowa, umożliwiającą długotrwałe użytkowanie.

Nr kat. **ROL_fantom**



Popręg do inseminacji

Popręg do inseminacji idealnie stymuluje lochę przed kryciem.

Nr kat. **POPREĞ**



Strzykawko-próbówka do pobierania krwi-surowica

7,5 ml z podwójnym kodem.

Nr kat. **100601**



Laboratorium

Pipety automatyczne DISCOVERY PRO

Nr kat.	Nazwa
2240	Pipeta automatyczna 1-kanalowa, podziałka stała
2241	Pipeta automatyczna 1-kanalowa, regulowana

Przy zamówieniu proszę o podanie pojemności pipety.



Fotokolorometr cyfrowy

Służy do oceny koncentracji nasienia.

Nr kat. **C60700**



Zlewka


Nr kat.	Nazwa
999381	Zlewka szklana, poj. 1 l
999382	Zlewka szklana, poj. 2 l
999383	Zlewka szklana, poj. 3 l
999385	Zlewka szklana, poj. 4 l
KAM1L	Zlewka plastikowa, poj. 1 l
KAM2L	Zlewka plastikowa, poj. 2 l
KAM3L	Zlewka plastikowa, poj. 3 l



Pipety szklane

Pipety szklane występujące w rozmiarach 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml. Idealnie nadają się do wielokrotnego odmierzenia substancji badanej.

Nr kat. **2242**



Końcówki do pipet

Niebieskie, żółte.
Pozwala na odmierzenie od 1 do 200 μ l.
Opakowanie zawiera 250 sztuk.

Nr kat. **8500**



Szkiełka podstawkowe

Niepolerowane, 76 x 26 mm.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.


Nr kat. **-290270**



Szkiełka nakrywkowe

18 x 18 mm.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kat. **290284**



Mikroskop. Typ SME-F MONO

- | powiększenie 40 x - 1600 x;
- | uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny;
- | nasadka monokularna;
- | okulary CFWE 10 x ;
- | obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x;
- | ogniskowanie koaksjalny mechanizm mikro-makro;
- | stolik mechaniczny ;
- | kondensator Abbego N.A. 1,25;
- | oświetlenie halogenowe.

Nr kat. **91254-1**



Mikroskop. Typ SME-F BINO

- | powiększenie 40 x - 1600 x
- | uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny
- | nasadka binokularna
- | okulary CFWE 10 x
- | obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x
- | ogniskowanie koaksjalny mechanizm mikro-makro
- | stolik mechaniczny
- | kondensator Abbego N.A. 1,25
- | oświetlenie halogenowe.

Nr kat. **91255-1**



Mikroskop. Typ SME-F-TRINO

- | powiększenie 40 x - 1600 x;
- | uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny;
- | nasadka trinokularna;
- | okulary CFWE 10 x ;
- | obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x;
- | ogniskowanie koaksjalny mechanizm mikro-makro;
- | stolik mechaniczny;
- | kondensator Abbego N.A. 1,25;
- | oświetlenie halogenowe;
- | możliwość dokupienia kamery.

Nr kat. **91252-1**



Transport i przechowywanie nasienia

Lodówki do przechowywania nasienia

Nasze lodówki służące do przechowywania nasienia, zawierają najnowszej generacji procesory reagujące na zmianę temperatury z dokładnością do 0,1 stopnia.

Wykonane są z wysokiej jakości materiałów na terenie EU.

MODEL IA-311



MODEL IA-314



Nr kat.	Pojemność [l]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY WEWNĘTRZNE			Pobór mocy [W]
		Wys. [cm]	Szer. [cm]	Dł. [cm]	Wys. [cm]	Szer. [cm]	Dł. [cm]	
IA-311	70	56	52,5	58,5	42,5	46,5	34	144
IA-314	140	84,5	49,5	59	73	43,5	50	186
IA-316	600	189	77,7	69,5	166	65,5	58	280

MODEL IA-316



Termoboksy do transportu nasienia

Termoboksy służące do transportu nasienia zawierają najnowszej generacji procesor służący do kontroli temperatury. Należy pamiętać iż termoboksy nie służą do przechowywania nasienia na fermie i mogą pracować w trybie ciągłym nie dłużej jak 8h, po tym czasie muszą zostać wyłączone celem wychłodzenia systemu.

MODEL IA-324A
MODEL IA-322A
MODEL IA-320



MODEL IA-335B



Nr kat.	Pojemność [l]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY WEWNĘTRZNE		
		Wys. [cm]	Szer. [cm]	Dł. [cm]	Wys. [cm]	Szer. [cm]	Dł. [cm]
IA-324A	14	328	303	450	260	201	300
IA-322A	21	420	303	450	352	198	288
IA-320	35	460	376	550	350	365	340
IA-335	40	445	360	580	374	271	305
IA-335B	110	555	500	790	465	400	500

Łaźnie wodne stal nierdzewna



Nr kat.	Pojemność [l]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY WEWNĘTRZNE			Pobór mocy [W]
		Wys. [cm]	Szer. [cm]	Dł. [cm]	Wys. [cm]	Szer. [cm]	Dł. [cm]	
IA - 208 / 208D	5	240	330	180	150	300	150	600
IA - 212/212D	12	240	360	330	150	330	300	1200
IA - 214/214D	20	240	530	330	150	510	300	1600
IA - 217/217D	45	240	630	530	150	620	500	2500
IA - 218	50	360	890	500	200	740	400	2500

Łaźnie wodne tworzywo sztuczne

- | Pojemność 12 litrów z tacką ze stali nierdzewnej.
- | Termostat elektroniczny, umożliwia podgrzanie wody do temperatury 37 stopni C



Iniekcja

Strzykawka automatyczna VET Art z przestawnym koszyczkiem i zestawem 3 nasadek

1 ml (0,1 ml do 1 ml dawkowanie co 0,1 ml)
2 ml (0,1 ml do 2 ml dawkowanie co 0,1 ml)
6 ml (0,5 ml do 6 ml dawkowanie co 0,5 ml)

Wykonane z materiałów medycznych o odporności chemicznej. Materiały odporne na wysoką temperaturę do dezynfekcji. Dokładne kontynuowanie dawkowania. Quick-Fit do szybkiej wymiany butelek i do ochrony butelek. Są bardzo łatwe do czyszczenia, można je zdemontować do czyszczenia, sprężyny i zawory są wymienne. Opcjonalnie z możliwością zamiany położenia koszyczka dla lepszego wyważenia strzykawki i optymalnego widoku dyszy do igły lub dyszy do użycia z większymi butelkami.

Nr kat. **110030903** – 1 ml
Nr kat. **110030904** – 2 ml
Nr kat. **110030905** – 6 ml



Strzykawka ECO MATIC z wężym

Nr kat. **113111** – 1 ml
Nr kat. **113112** – 2 ml
Nr kat. **113124** – 3 ml



Strzykawka ECO MATIC z uchwytem na butelkę

Strzykawka wykonana jest z tworzywa sztucznego na bazie nylonu, natomiast głowica z metalu. Tego typu materiały zapewniają niezwykłą trwałość i wytrzymałość produktu, jednocześnie pozwalając na utrzymanie czystości i higieny na najwyższym poziomie. Automatyczne dozowanie strzykawki pozwala na wykonanie wielu szczepień bądź zastrzyków bez męczenia rąk. Innowacyjny i nowoczesny kształt sprawiają, że strzykawki ECO- MATIC są coraz częściej wybierane przez hodowców i weterynarzy.

Nr kat. **113121** – 0,3 ml
Nr kat. **113127** – 0,5 ml
Nr kat. **113119** – 1 ml
Nr kat. **113122** – 2 ml
Nr kat. **113125** – 5 ml



Strzykawki jednorazowego użytku B.BRAUN / op. 100 szt.

Nr kat. **112341M** – 2 ml
Nr kat. **112342M** – 5 ml
Nr kat. **112343M** – 10 ml
Nr kat. **112344M** – 20 ml



Strzykawka automatyczna Socorex

Wykonana z materiałów najwyższej jakości. Zapewnia dokładność dozowania oraz komfort pracy. Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Luer. W zestawie aplikator na butelkę. Dostępne również wersje z wężykiem oraz strzykawki podwójne.

Nr kat.	Nazwa
110674	Strzykawka automatyczna Socorex, 0.5 ml
110675	Strzykawka automatyczna Socorex, 1 ml
110679	Strzykawka automatyczna Socorex, 2 ml
110680	Strzykawka automatyczna Socorex, 5 ml
110682	Strzykawka automatyczna Socorex, 10 ml

Zestaw wężykowy do Socorexa

Zestaw służy do zmiany systemu zaciągania leku ze strzykawki. Przy butelkach większych niż 100 ml dwudrożną igłą wkuwamy się w butelkę i lek pobieramy za pomocą wężyka.

Nr kat. **110670**

Zestaw naprawczy do Socorex 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml

W skład zestawu wchodzi:
2 kuleczki, 2 sprężynki oraz uszczelki.

Nr kat.	Nazwa
110671	Zestaw naprawczy do Socorex 0,5 ml
110676	Zestaw naprawczy do Socorex 1 ml
110684	Zestaw naprawczy do Socorex 2 ml
110685	Zestaw naprawczy do Socorex 5 ml

Cylinder do strzykawki Socorex

Szklany cylinder do strzykawk. posiada naniesioną skalę.

Nr kat.	Nazwa
110672	Cylinder do strzykawki Socorex . 0.5 ml
110677	Cylinder do strzykawki Socorex . 1 ml
110678	Cylinder do strzykawki Socorex . 2 ml
110681	Cylinder do strzykawki Socorex . 5 ml
110683	Cylinder do strzykawki Socorex . 10 ml

Dostępne także inne części, o które proszę pytać przedstawiciela handlowego firmy POLnet



Strzykawka Prima Tech

Nr kat.	Nazwa
344762	Strzykawka Prima Tech, z uchwytem na butelkę, poj. 2 ml
343413	Strzykawka Prima Tech, z uchwytem na butelkę, poj. 5 ml



Strzykawka Prima Tech

Nr kat.	Nazwa
350398	Strzykawka Prima Tech, z wężykiem i koszyczkiem, poj. 2 ml
350381	Strzykawka Prima Tech, z wężykiem i koszyczkiem, poj. 5 ml



Strzykawka plastikowa

Strzykawka wykonana z trwałego materiału, służy do wielokrotnego podania leku.

Nr kat.	Nazwa
112309	Strzykawka plastikowa, poj. 5 ml
112280	Strzykawka plastikowa, poj. 10 ml
112285	Strzykawka plastikowa, poj. 20 ml



Strzykawka Roux

W całości wykonana ze stali, szklany cylinder, luer lock.

Nr kat.	Nazwa
112615	Strzykawka Roux, poj. 10 ml
112635	Strzykawka Roux, poj. 30 ml
112655	Strzykawka Roux, poj. 50 ml



Wkładka szklana do strzykawki Roux

Pojemność: 30 lub 50 ml.

Nr kat.	Nazwa
112630	Wkładka szklana do strzykawki Roux, 10 ml
112740	Wkładka szklana do strzykawki Roux, 50 ml
112745	Wkładka szklana do strzykawki Roux, 30 ml



Strzykawka ThaMa

Zakres dozowania: 0,1-2 ml, także 0,3-5ml.
Polecana w terapii trzody chlewnej i bydła. Przydatna w szczepieniach ptaków. Doskonale aplikuje preparaty zarówno na bazie wodnej jak i olejowej.
Umożliwia szybkie i precyzyjne dozowanie.

Nr kat.	Nazwa
AST213	Strzykawka ThaMa, 2 ml, z butelką
AST215A	Strzykawka ThaMa, 5 ml, z butelką
AST240	Strzykawka ThaMa, 2 ml, z wężykiem
AST005	Cylinder, 2 ml
AST006	Cylinder, 5 ml
AST002	Zestaw naprawczy, 2 ml
AST003	Zestaw naprawczy, 5 ml
AST001	Zestaw wężykowy



Igła jednorazowa

- ultra ostre ostrze zapewniające minimalny opór tkanki skórnej i mięśni podczas wktucia;
- silikonowa powłoka igły zmniejszająca do minimum opór tkanek podczas wktucia;
- ultra cienka ściana igły ułatwiająca podawanie płynów o wysokiej lepkości;
- opakowanie zawiera 100 szt.

Nr kat.	Nazwa
121250P	Igła j.u. 0,45 x 16 mm op./100 szt.
121112P	Igła j.u. 0,5 x 25 mm op./100 szt.
121253P	Igła j.u. 0,6 x 25 mm op./100 szt.
121255P	Igła j.u. 0,7 x 40 mm op./100 szt.
121254P	Igły j.u 0,7 x 30 mm op./100 szt.
121256P	Igła j.u. 0,8 x 25 mm op./100 szt.
121258P	Igła j.u 0,8 x 40 mm op./100 szt.
121142P	Igła j.u. 0,9 x 25 mm op./100 szt.
121143P	Igły j.u 0,9 x 40 mm op./100 szt.
121260P	Igła j.u. 1,1 x 25 mm op./100 szt.
121262P	Igły j.u 1,1 x 40 mm op./100 szt.
121264P	Igła j.u 1,2 x 40 mm op./100 szt.
121266P	Igła j.u. 1,6 x 25 mm op./100 szt.
121268P	Igła j.u. 1,6 x 40 mm op./100 szt.
121269P	Igły j.u 1,8 x 40 mm op./100 szt.
121350P	Igła j.u. 2,1 x 40 mm op./100 szt.



Igła

Luer. Opakowanie zawiera 12 szt. Igła wielorazowa, cała metalowa.

Nr kat.	średnica [mm] x długość [mm]	
120607H	0,80 x 10 mm	20Gx3/8"
120602H	0,90 x 15 mm	20Gx5/8"
120603H	1,00 x 10 mm	19Gx3/8"
120613H	1,00 x 15 mm	19Gx5/8"
120614H	1,00 x 20 mm	19Gx3/4"
120615H	1,00 x 25 mm	19Gx1"
120722H	1,20 x 15 mm	18Gx 5/8"
120624H	1,20 x 20 mm	18Gx 3/4"
120723H	1,20 x 25 mm	18Gx 1"
120721H	1,20 x 30 mm	18Gx1 1/4"
120622H	1,20 x 40 mm	18Gx1 1/2"
120735H	1,40 x 20 mm	17Gx 3/4"
120728H	1,40 x 25 mm	17Gx 1"
120729H	1,40 x 35 mm	17Gx1 3/8"
120743H	1,60 x 15 mm	16Gx 5/8"
120744H	1,60 x 25 mm	16Gx 1"
120742H	1,60 x 30 mm	16Gx1 1/4"
120745H	1,60 x 40 mm	16Gx1 1/2"
120752H	1,80 x 25 mm	15Gx 1"
120753H	1,80 x 40 mm	15Gx1 1/2"
120755H	2,00 x 15 mm	14Gx 5/8"
120759H	2,00 x 20 mm	14Gx 3/4"
120763H	2,00 x 30 mm	14Gx1 1/4"
120824H	2,00 x 40 mm	14Gx1 1/2"
120826H	2,00 x 50 mm	14Gx1 3/8"




Szycie

Igły do szycia, 1/2 koła

Dostępne w rozmiarach od 1-15 oraz 000, 00, 0.
Wykonane z najlepszej stali, ostre, wytrzymałe.

Nr kat. **20710** – igły ostre Nr kat. **20715** – igły obte



Igła zakrzywiona, 3/8 koła

Dostępne w rozmiarach od 1-15 oraz 000, 00, 0.

Nr kat. **20700** – igły ostre Nr kat. **20705** – igły obte



Nici chirurgiczne z jedwabiu naturalnego

Nr kat.	Grubość	Rolka [m]
010-199	0000	50
010-290	000	50
010-392	00	50
010-494	0	50
010-596	1	50
010-698	2	50
010-790	3	50
010-891	4	50
010-993	5	50
010-098	6	50
010-190	7	50

Igotrzymacz Mathieu Standard

14 cm, standard.

Nr kat. **151721S**



17 cm, standard.

Nr kat. **151724S**



Igotrzymacz Mathieu Premium

- wykonany ze stali nierdzewnej;
- gwarancja jakości i trwałości;
- końcówki wolframowe.

Nr kat.	Opis	Długość
151721P	Igotrzymacz MATHIEU	17 cm
151756P	Igotrzymacz MATHIEU	20 cm

Przepędzanie
i poganianie

Panel sortujący

Doskonały do prac w chlewni. Wykonany z lekkiego plastiku. Bardzo łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. Czerwony kolor wywołuje szybszą reakcję zwierząt. Jedna osoba może jednocześnie pracować z płytą przepędową i poganiaczem. Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie.

Nr kat.	Nazwa
210006	Panel sortujący, 46 x 76 cm
210007	Panel sortujący, 96 x 76 cm
210008	Panel sortujący, 125 x 76 cm



Płyta przepędowa

Elastyczna płyta do przegania, sortowania i odgradzania świń w różnym wieku. Wykonana z nietamliwego i bardzo odpornego na zużycie tworzywa. Lekka. Zapewnia pracę zgodną z wymogami dobrostanu zwierząt.

Nr kat.	Nazwa
Septor 1	Płyta przepędowa / 2000 x 650 x 3
Septor 2	Płyta przepędowa / 2000 x 750 x 3
Septor 3	Płyta przepędowa / 2000 x 850 x 3



Poganiacz elektryczny HAUPTNER

Solidny, łatwy w obsłudze. Zasilany dwiema bateriami 1.5 V (paluszki). Obudowa wykonana z tworzywa o przedłużonej trwałości.

Nr kat. **6095000**



Przedłużenie do poganiacza Hauptner

Nr kat. **06096000**



Poganiacz elektryczny Picador

Poganiacz elektryczny. Dobrze znosi pracę w wilgoci. Do urządzenia możemy podłączyć plastikowe przedłużenie o długości 750 mm (210021). Zasilany dwoma bateriami 1.5 V.

Nr kat.	Nazwa
210020	Poganiacz elektryczny PICADOR
210021	Przedłużenie do poganiacza PICADOR, dł. 75 cm



Poganiacz elektryczny Robset

Solidna plastikowa konstrukcja. Zasilanie 3 x R14. Doskonale pracują w środowisku wilgotnym.

Nr kat.	Nazwa
Z13400	Poganiacz elektryczny Robset, dł. 70 cm
Z13210	Poganiacz elektryczny Robset, dł. 90 cm



Poganiacz elektryczny Magic Shot 1500

Nr kat. 01-2716



Poganiacz elektryczny akumulatorowy Magic Shot 2500

Czerwony.

Nr kat. 01-2718



Ramię przedłużające do poganiaczy Magic Shot

57 cm.

Nr kat. 01-2723



Poganiacz wiosto


Część, którą poganiane są zwierzęta, wykonana jest z plastiku. Znajdujący się w środku styropian powoduje wrażenie hałasu, który niepokoi świnie. Nie pozostawia śladów na mięsie.

Nr kat. **1581-126027**

**Poganiacz klepak**


Wykonany z plastiku. Podczas prawidłowego użycia, lekkiego uderzenia wywołuje hałas o dużym natężeniu. Długość 45 cm.

Nr kat. **S9000**

**Poskrom z hakiem krótki**

Długość - 25 cm

Nr kat. **POSKROM**

**Poskramiacz dla świń z rączką**

Model solidny.

Długość 80 cm.

Trzon wykonany ze stali nierdzewnej.

W sprzedaży oferujemy linki wymienne (Nr kat. 210347).

Nr kat. **210346**

**Pielęgnacja**

Wózek do transportu padliny

Solidna i trwała konstrukcja:

- | podwozie – wykonane z bardzo wysokiej jakości stali ocynkowanej
- | wyposażony w cztery pompowane koła o średnicy 22 cm, w tym dwa skrętne
- | bardzo zwrotny – szerokość zaledwie 63 cm pozwala na stosowanie nawet w najbardziej ciasnych przestrzeniach
- | łatwy do czyszczenia
- | odpowiedni dla zwierząt do 400 kg

Wyjątkowe korzyści:

- | optymalna pod względem higienicznym utylizacja zwierząt
- | łatwość ładowanie za pomocą ręcznej wyciągarki korbowej
- | bardzo ergonomiczne użytkowanie

Nr kat. **G.A.I-01129.00.00.000.A**



Wózek pielęgnacyjny

Wózek pozwala na komfortową pracę przy pielęgnacji prosiąt.

Nr kat. **3409818A**



Wózek do transportu padliny – mały

- | odpowiedni dla zwierząt do 120 kg
- | wytrzymała konstrukcja ze stali ocynkowanej
- | wyposażony w kółka, które usprawniają transport padliny
- | rozmiar wózka pozwala transportować padlinę zarówno wewnątrz budynku między kojcami jak i poza budynkami
- | ręczna wyciągarka pomaga umieścić martwe zwierzę na wózku i obniżyć wysiętek farmera

Nr kat. **3004884**



Elektryczny aparat do obcinania ogonków z transformatorem

Elektryczny obcinacz ogonków z transformatorem, gotowy do pracy w czasie poniżej minuty, przystosowany do ciągłej pracy, temperatura robocza ok. 750°C, 230V, 50/60Hz, moc 58 VA.

Nr kat. **02-0106**



Elektryczny obcinacz i nóż do elektrycznego obcinacza ogonków

Nr kat.	Nazwa
903314	Elektryczny obcinacz ogonków
0903314	Nóż do elektrycznego obcinacza ogonków



Aparat do obcinania ogonków

Model gazowy. Do szybkiego i bezbolesnego obcinania ogonów u prosiąt. Obcina ogon i kauteryzuje jednocześnie, przez co ryzyko infekcji zredukowane jest do minimum. Ekonomiczny - obcina ogony ponad 120 prosiąt przy jednym napełnieniu. Kompletny zestaw zawiera jeden obcinacz ogonków z wolnym nożem i jeden pojemnik, 200 ml gazu.

Nr kat. **210095**



Gaz do obcinacza ogonków

Pojemność 300 ml.

Nr kat. **0904857**



Wymienny nóż do obcinacza ogonków

Nr kat. **210100**



Wymienna wkładka obcinacza gazowego ogonków

Nr kat. **210102**



Oprawka skalpela No 4

Odpowiednia dla ostrzy No 22, 23, 24.

Nr kat. **141110P**



Ostrza skalpela

Odpowiednie do oprawki No 4. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kat.	Nazwa
141141A	Ostrza skalpela No 23
141182A	Ostrza skalpela No 24



Klamry do pępowiny

Nr kat. **142131**



Stojak do kastracji prosiąt

Do zamontowania na ścianie działowej w kojcu porodowym. Higieniczny i łatwy do czyszczenia.

Nr kat. **1578-040202**



Emaskulator

Kleszce do kastracji prosiąt i warchlaków wykonane ze stali nierdzewnej. Specjalna konstrukcja ostrza tnącego miażdży naczynia krwionośne i nasieniowody.


Nr kat. **200050P**



Kleszczyki do kastracji prosiąt

Długość 23 cm, wykonane ze stali nierdzewnej.
Zdecydowanie przyspieszają kastrację w dużych stadach.
Poręczne w użyciu. Zawierają ostrze skalpela.

Nr kat. **240574**



Pęta dla prosiąt

Pęta służą do wiązania nóżek, by chronić je przed rozjeżdżaniem.

Nr kat. **0704323**



Diamentowa głowica szlifująca

Głowica diamentowa do szlifierki do ząbków dla prosiąt.

Nr kat. **240562**



Alu spray

Środek dezynfekcyjny w spray'u.
Pojemność 250 ml.

Nr kat. **161060**



Aluminiowa osłona do kamienia szlifującego

Nr kat. **240571**



Szlifierka do ząbków dla prosiąt DREMEL 4000 220V/175 W

Ostonięta diamentowa głowica robocza wykonuje zabieg szybko i bez urazów dziąseł. Masa urządzenia nie przekracza 800 g. Moc **175 W**.

Nr kat. **240563**



Spray antyinfekcyjny Blue Spray / 400 ml

Spray koloryzujący do dezynfekcji powierzchni i instrumentów.
Skuteczny wobec bakterii, wirusów, patogenów grzybiczy.

- | widoczna i kompletna dezynfekcja;
 - | szerokie spektrum skuteczności;
 - | długotrwały efekt.
- Opakowanie 400 ml.

Nr kat. **303001FA**



Kleszcze do obcinania ząbków dla prosiąt

Długość - 15 cm.
Nr kat. **240570 P**

Długość - 13 cm.
Nr kat. **240566 P**



Miarka zoometryczna Rondo

Służy do mierzenia wagi ubitej trzody i bydła. Automatyczne zwijanie do plastikowego opakowania po naciśnięciu przycisku.

Nr kat. **240589**



Spray anty agresyjny / 400 ml

Preparat służy do zabezpieczenia zwierząt przed obgryzaniem ogonków.

Nr kat. **303002FA**



Stymulator rui – spray 250 ml

Preparat służy do stymulacji przed kryciem. Dostępny także w pojemności 80 ml.

Nr kat. **4509922**

Nr kat.	Nazwa
4509922	Stymulator rui – spray, 250 ml
241129	Stymulator rui – spray, 80 ml



Promiennik biały POLnet

Moc 175 W. Grube szkło. Standardowy gwint żarówki pozwala montować ją zarówno do dedykowanych oprawek promiennikowych (wydłużających ich żywotność) jak i do standardowych oprawek. Gwarancja 1 rok.

Nr kat. **HELPAR175WBia**



Promiennik czerwony POLnet

Moc 175 W. Grube szkło. Standardowy gwint żarówki pozwala montować ją zarówno do dedykowanych oprawek promiennikowych (wydłużających ich żywotność) jak i do standardowych oprawek. Gwarancja 1 rok.

Nr kat. **HELPAR175Wczerwony**



Promiennik biały Interheat 175 W

Moc 175 W. Grube szkło. Specjalny system mocowania szkła w gwincie nie pozwala na oderwanie się szkła z gwintu. Gwarancja 1 rok.

Nr kat. **Inter-175 W-biały**



Oprawa promiennika

Skutecznie ochrania żarówkę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Łatwa w montażu i obsłudze. Oprawa posiada zaczep umożliwiający zawieszenie jej na łańcuszku. Klosz wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia łatwość utrzymania higieny. Z oprawy wyprowadzony jest kabel zasilający o długości 2,5m. Prezentowany model dodatkowo wyposażony jest w przetątnik zmniejszający pobieraną moc o 50%.

Nr kat. **OLK-OPR S-281**



Lampa owadobójcza rażąca 2 x 15W

| lampa rażąca w obudowie z aluminium;
| w zestawie 2 świetłówki 15 W;
| zasięg: 75 m²;
| długość: 52,5 cm;
| szerokość: 10,5 cm;
| wysokość: 32 cm.

Nr kat. **-13-LER30**



Lampa owadobójcza HALLEY 2138-S

| insekty zabijane są impulsem elektrycznym bez użycia substancji chemicznych;
| obudowa wykonana z aluminium;
| napięcie: 4000 V;
| moc: 2 x 15 W;
| max. zasięg: 150 m²;
| wymiary: 51 x 39 x 12 cm.

Nr kat. **12-0080**



Rękawice winylowe

Bezpudrowe.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
(VAT 8%)

Nr kat.	Nazwa
260792 P	Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozmiar M
260793 P	Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozmiar L
260795 P	Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozmiar XL



Rękawice lateksowe

| rękawice zawierają w składzie lateks;
| jednorazowego użytku;
| najwyższa jakość wykonania;
| elastyczne;
| wytrzymałe na rozciąganie;
| lekko pudrowane.
| 100 sztuk w opakowaniu;
| praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260801 P	Rękawice lateksowe, małe
260802 P	Rękawice lateksowe, średnie
260803 P	Rękawice lateksowe, duże
260805 P	Rękawice lateksowe, bardzo duże



Rękawice nitylowe

| rękawice zawierają w składzie nityl;
| rękawice o zabarwieniu niebieskim;
| jednorazowego użytku;
| najwyższa jakość wykonania;
| lekko elastyczne;
| wytrzymałe na rozciąganie;
| lekko pudrowane;
| 100 sztuk w opakowaniu;
| praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260681 N	Rękawice nitylowe, rozmiar M
260682 N	Rękawice nitylowe, rozmiar L
260683 N	Rękawice nitylowe, rozmiar XL



Elektroniczna stacja pogody

- | wyświetla wewnętrzną temperaturę oraz wilgotność powietrza;
- | możliwość pomiaru w stopniach Celsjusza lub stopniach Fahrenheita;
- | wyświetla czas, posiada funkcję budzika z drzemką;
- | wyświetla datę, kalendarz oraz dni tygodnia;
- | wyświetla graficzną stację pogody;
- | wyświetla fazy księżyca;
- | wyświetla zapamiętane wartości minimalne i maksymalne temperatury i wilgotności;
- | zakres pomiaru: 0°C-50°C (32,0°F-122,0°F);
- | dokładność pomiaru: ± 1°C (2°F).

Nr kat. **78-1010**



Termometr MINI-MAX

- | bezręciowy;
- | plastikowa obudowa;
- | wskazuje minimalną i maksymalną temperaturę; powietrza w pomieszczeniu.

Nr kat. **10-5105**



Aparatura

USG Kaixin MSU1

USG MSU1 został zaprojektowany w ten sposób, by umożliwić jak najwygodniejsze badanie pacjenta. Posiada możliwość mocowania aparatu na przedramieniu, jest lekki (około 1 kg), prosty w obsłudze, łatwy do utrzymania i noszenia.

- Posiada 4 rodzaje sposobów mocowania: nadgarstek, mocowanie na szyję, wiszącą torbę zabezpieczającą przed promieniami słonecznymi oraz statyw na biurko.
- 5.7" wysokiej rozdzielczości kolorowy LCD, wysoka jasność, świetny kontrast;
- pomiary OB, EDD oraz GA dla bydła, koni, owiec, psów, kotów, kóz, świń oraz lam;
- Dostępne języki: Chiński/Angielski;
- 5 poziomów regulacji głębokości z max. 200 mm;
- Tryb skanowania: B, 2B, 4B, B/M, M;
- Zapis obrazu: 100 klatek pamięci stałej;
- 8 kolorów obrazu (włącz.B/W);
- Port USB o wysokiej przepustowości wspomagające dysk U;
- Podwójny moduł TV wyjście: P A L / N T S C, połączenie do drukarki oraz okularów;
- Opcjonalnie myszka;
- Możliwość zamrażania obrazu;
- Wodoodporny, kurzoodporny ekran.

Nr kat. **KAIXIN 2**



USG KAIXIN 5200 V

Wiele praktycznych funkcji:

- Tryby skanowania: B, 2B, 4B, B/M, M;
- Pełny zakres obrazu z ośmioma poziomami regulacji głębokości;
- Zakres dynamiki: 27-90 dB, regulacja wizualna;
- Funkcja lokalnego powiększenia;
- Zapis obrazu: 100 klatek pamięci stałej bez utraty obrazu gdy aparat jest wyłączony;
- Pętla filmowa: 256 klatki;
- Port USB-A o wysokiej przepustowości: obsługuje pamięć flash o dużej pojemności i myszkę;
- Port USB-B o wysokiej przepustowości: służy do przesyłania obrazów do komputera (opcjonalnie do Case Report Processing Software).

Profesjonalne oprogramowanie dla weterynarii:

- Standardowe pomiary: odległość, obwód, powierzchnia, objętość, itp.;
- Pomiary OB: bydła, koni, owiec, psów, kotów, kóz, lam, tydzień ciąży oraz oczekiwany termin porodu;
- Pomiary kardiologiczne: głębokość, nachylenie, tętno, cykl.

Nr kat. **KAIXIN 1**



Ultrasonograf

- Najlepszy na rynku detektor ciąży trzody chlewnej;
- diagnozuje ciążę już od 19 dnia trwania;
- trwały, w całości można go czyścić;
- prosty w użyciu;
- aparat przenośny;
- bateria zapewnia 5 godzin ciągłej pracy;
- 2 lata gwarancji;
- Obudowa wykonana z aluminium. Całość (aparat + baterie) waży tylko 1 kg.

Nr kat. **241131**

Dostępne wiele innych typów, o które proszę pytać przedstawiciela handlowego.



Żel do USG

Doskonały do wszelkiego typu ultrasonografów. Pojemność 500 ml. Dostępny także w pojemności 5 l.

Nr kat.	Nazwa
290323	Żel do USG, poj. 500 ml
290325	Żel do USG, 5 kg



Panele ważące

- | 2 aluminiowe panele ważące;
- | zawierają duży i jasny wyświetlacz,
- | zintegrowany z akumulatorem;
- | specjalnie dostosowana elektronika,
- | przeznaczona do ważenia ruchliwych zwierząt;
- | automatyczne tarowanie;
- | zakres ważenia: do 1000 kg.

Nr kat.	Długość panelu
WAW054	54 cm
WAW080	80 cm



Panele ważące

- | 2 wysokiej jakości stalowe panele ważące;
- | zawierają duży i jasny wyświetlacz,
- | zintegrowany z akumulatorem;
- | specjalnie dostosowana elektronika,
- | przeznaczona do ważenia ruchliwych zwierząt;
- | automatyczne tarowanie;
- | zakres ważenia: do 2500 kg.


Nr kat.	Długość panelu
WAW100	100 cm
WAW145	145 cm
WAW190	190 cm



Aparat do wykrywania ciąży DOPPLER UNITRON

Wykrywacz ciąży u loch DOPPLER działa w oparciu o wykorzystanie efektu Dopplera i jest rezultatem wieloletniego doświadczenia producenta w tym zakresie. Uzyskano najbardziej optymalny kompromis pomiędzy czułością aparatu, a niewrażliwością na zewnętrzne hałasy spowodowane poruszaniem się lochy. Aparatem możemy badać ciążę już od 18 dnia po pokryciu, słyszymy wtedy odgłosy przepływu krwi w tętnicy macicznej. Od około 32 dnia po pokryciu można słyszeć odgłos tętna z pępowiny. W 40 dniu słyszymy już odgłosy pracy serca płodów. Wszystko to można usłyszeć odtwarzając załączoną kasety instruktażową. Oprócz diagnozowania poszczególnych etapów ciąży Doppler może mieć zastosowanie dla stwierdzenia obecności martwych płodów w przebiegu różnych chorób np. parwowiroza. Podczas porodów możemy monitorować obecność żywych jeszcze płodów. Bezpieczeństwo, prostota i łatwość w użyciu jest podstawową cechą tego aparatu.

Nr kat. **6020**



Waga jezdna platformowa, aluminiowa

WAS oraz WAF. Mobilne wagi dla prosiąt, aluminiowa konstrukcja. 3 lata gwarancji na kojec.

Nr kat. **WAF**



Waga platformowa aluminiowa

Zaletą wysokiej jakości wagi jest bardzo prosta i przejrzysta obsługa. Zastosowanie prostych i inteligentnych rozwiązań redukuje stres do minimum. Inteligentna technologia wychodzi naprzeciw najwyższym wymaganiom. Ważenie staje się przyjemnością.

Waga jest dostarczana w formie wstępnie zmontowanej. Samodzielnie należy zamontować jedynie panele boczne i drzwi.

- WYSOKA JAKOŚĆ
- SOLIDNA ALUMINIOWA KONSTRUKCJA
- INTELIGENTNA TECHNOLOGIA



Dane techniczne:

- | 4 wodoodporne stalowe belki o maksymalnym udźwigu 4500 kg;
- | kable umieszczone wewnątrz stalowych belek, chronione przed gryzoniami;
- | panele boczne wykonane z PVC o grubości 40 mm, zakończone profilem;
- | 8 cm obniżony próg ułatwia zwierzętom wejście na wagę;
- | nie wymaga montowania wagi do podłoża;
- | dzięki gładkiej powierzchni jest łatwa w czyszczeniu;
- | antypoślizgowa podłoga wykonana z płyty aluminiowej;
- | przejrzysty, czytelny wyświetlacz (na zamówienie – z wyjściem do komputera i drukarki);
- | drzwi wejściowe otwierane za pomocą zdalnego pedału;
- | zintegrowana bateria w przypadku braku prądu;
- | funkcja zamykania w przypadku ruchliwych zwierząt;
- | automatyczne tarowanie.

Nr kat.	Wymiary (długość x szerokość)
WASTI20200	1,20 x 2,00 m
WASTI20250	1,20 x 2,50 m
WASTI20300	1,20 x 3,00 m
WASTI20350	1,20 x 3,50 m
WASTI20400	1,20 x 4,00 m
WASTI45250	1,45 x 2,50 m
WASTI45300	1,45 x 3,00 m
WASTI45350	1,45 x 3,50 m
WASTI45400	1,45 x 4,00 m
WASTI45450	1,45 x 1,45 m
WASTI45500	1,45 x 5,00 m
WASTI76300	1,76 x 3,00 m
WASTI76350	1,76 x 3,50 m
WASTI76400	1,76 x 4,00 m

Chemia i bioasekuracja

Polana V3 – środek do dezynfekcji

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE

Posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego: skutecznie niszczy bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Łatwo miesza się z wodą w dowolnych proporcjach. Roztwory robocze środka nie wykazują właściwości korozyjnych, nie są agresywne w stosunku do metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy, drewna.

SKŁAD

Formaldehyd, glutaral, czwartorzędowe związki amoniowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Dezynfekcję prowadzi się poprzez rozpylenie środka na powierzchni obiektu i wyposażeniu technologicznym z wyłączeniem inwentarza, produktów i wyrobów gotowych. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, w pomieszczeniach inwentarskich przez wprowadzeniem zwierząt należy wywietrzyć pomieszczenie (otworzyć okna, drzwi, włączyć wentylatory).

Roztwory robocze przygotowuje się przed dodaniem odpowiedniej ilości środka Polana do odmierzonej ilości wody.

DEZYNFEKCJE NA POWIERZCHNIACH GŁADKICH

(np. metale, glazura, tworzywa sztuczne, ściany pokryte farbami zmywalnymi itp.)

Przeprowadzić roztworem o stężeniu 1%. Stosować 1 litr roztworu na 3-4 m² powierzchni.

Przed spryskaniem roztworem powierzchnia powinna być wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.

DEZYNFEKCJA NA POWIERZCHNIACH POROWATYCH

(np. beton, ściany nie pokryte farbami zmywalnymi itp.)

Przeprowadzić roztworem o stężeniu 1%. Stosować 1 litr roztworu na 3-4 m² powierzchni.

Przed spryskaniem roztworem powierzchnia powinna być wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.

MATY I WANNY DEZYNFEKCYJNE

Stosuje się roztwór o stężeniu 1%. Wymiana płynu 1-2 razy w tygodniu, w zależności od stanu zanieczyszczenia.

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

Preparat rozpylać w stężeniu 1% w postaci aerozolu. Stosować 1,5-2 litrów środka na 1000 m³ kubatury.

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg, 25 kg.



Polana jest przeznaczona do dezynfekcji:

- | pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt i znajdującego się w nich wyposażenia;
- | obiektów ogrodniczych tj. pieczarkarnie, szklarnie;
- | obiektów weterynaryjnych;
- | środków służących do przewożenia zwierząt;
- | obiektów otwartych, tj rampy załadunkowe i wyładunkowe, miejsca przetrzymywania zwierząt przed ubojem, wystawy, targi itp.;
- | pomieszczeń dla zwierząt oraz ich wyposażenia w ogrodach zoologicznych;
- | mat i basenów w służach sanitarnych.

Nr kat.	Nazwa
Polana V3 1 k	Polana V3, 1 kg
Polana V3 5 k	Polana V3, 5 kg
Polana V3 25 k	Polana V3, 25 kg

Revifit

REWOLUCJA W WALCE Z DYZENTERIĄ!

Revifit jest wysokokoncentryczną mieszanką związków energetycznych, elektrolitów oraz cynku towarzyszącą nowoczesnej hodowli. Kompensuje deficyt minerałów i glukozy towarzyszący bieguncie. Jego aktywne komponenty skutecznie chronią i regenerują komórki nabłonka jelit.

Dozowany w wodzie do picia, płynnej karmie działa szybko i skutecznie. Nie wymaga karencji.

SKŁAD

Eucalyptus globul, Silybium Marianus, Echinacea purpurea, Plantago lanceolata, Agnus castus, Polygala amara, Kwas cytrynowy, Chelat Cynku, Kwas mlekowy

WŁAŚCIWOŚCI

Revifit pomaga w odbudowaniu naturalnie flory jelitowej po długim stosowaniu antybiotyków lub przewlekłej bieguncie. Pomaga również oczyścić przewód pokarmowy z substancji toksycznych produkowanych przez bakterie

ZALETY PREPARATU

- | jest świetnym promotorem wzrostu
- | neutralizuje toksyny powstające w przewodzie pokarmowym, nerkach i wątrobie
- | stymuluje i poprawia funkcjonowanie wątroby
- | zabezpiecza zwierzęta przed wystąpieniem biegunki
- | poprawia naturalną pracę jelit
- | obniża pH w przewodzie pokarmowym

DAWKOWANIE

ZAPOBIEGANIE

Podawać 150 ml na 1000 litrów wody przez 14 dni, gdy sytuacja jest stabilna podawać 150 ml Revifit na 1000 litrów wody w cyklach tygodniowych (tydzień TAK – tydzień NIE)

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI

400 ml na 1000 litrów wody przez 5 dni, później zmniejszamy do dawki zapobiegawczej

Nr kat.	Nazwa
0101L	Revifit 10 l, płyn
0101-10KG	Revifit 10 kg, proszek
0101-25KG	Revifit 25 kg, proszek



POLsan

PREPARAT DO SUCHEJ DEZYNFEKCJI!**Wykazuje działanie:**

- | bakteriobójcze
- | grzybobójcze
- | larwobójcze
- | obniża poziom amoniaku i poprawia mikroklimat w pomieszczeniach gospodarczych
- | ogranicza wilgotność ściółki

Polsan jest preparatem przeznaczonym do suchej dezynfekcji ściółki w obecności zwierząt. Utrzymuje korzystne warunki sanitarne.

WYKAZUJE DZIAŁANIE:

- | bakteriobójcze
- | grzybobójcze
- | larwobójcze
- | obniża poziom amoniaku i poprawia mikroklimat w pomieszczeniach gospodarczych
- | ogranicza wilgotność ściółki

WŁAŚCIWOŚCI

Polsan wykazuje działanie dezynfekcyjne, dezynsekcyjne. Likwiduje bakterie, wirusy, grzyby lub hamuje ich rozwój, obniża pH oraz poziom amoniaku podnosząc odporność na choroby i powodując lepsze wykorzystanie pasz.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt oraz przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt.

WSKAZANIA

Na porodówkach, odchowniach warchlaków. W oborach krów mlecznych w celu zapobiegania chorobom wymion i racic. Na kurnikach, indycznikach i przy produkcji gęsi zapobieganie salmonellozie, kolibakteriozie, aspergilozie. W stajniach, i wszędzie tam w produkcji zwierzęcej, gdzie trudno utrzymać dobre warunki sanitarne oraz poprawić mikroklimat.

SPOSÓB UŻYCIA

Polsan stosuje się w formie proszku rozsypując go na powierzchni produkcyjnej, niezależnie od rodzaju podłoża (ściółka, beton, ruszty i inne), w ilości: 50 g/m² przez kolejne trzy dni i następnie co 7 dni przez cały cykl produkcyjny.

Nr kat. 1401



POLmiedź

Chelaty miedzi wspomagają terapię chorób przewodu pokarmowego o podłożu bakteryjnym, wirusowym, niedoborowym. Są niezastąpione szczególnie w końcowym okresie tuczu, ich stosowanie nie wymaga karencji! Zadawanie w wodzie pitnej zwiększa skuteczność ich działania, pozwala zmniejszyć dawkę terapeutyczną. Można je stosować również w karmie płynnej. Opakowanie zawiera 10 litrów preparatu.

Nr kat. 3110



Hydrocare

NIEZAWODNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY SYSTEMY POJENIA!

Czyści i dezynfekuje. Efektywny i wydajny. Usuwa zanieczyszczenia organiczne. Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i urządzeń. Może być stosowany w obecności zwierząt. Dostępny wyłącznie w firmie POLnet! Opakowanie zawiera 10 litrów preparatu.

Nr kat. 2010



Mata dezynfekcyjna

Maty dezynfekcyjne typ FAT wykonane są na zewnątrz z bardzo trwałego poliestru odpornego na ścieranie i działanie niskich i wysokich temperatur. Wewnątrz znajduje się wkład z pianki polipropylenowej o grubości 4 cm. Wkład znajduje się w nieprzepuszczalnym korytku, z którego można go wyjąć celem oczyszczenia lub wymiany. Mata nie jest na stałe przytwierdzona do podłoża, dzięki czemu stanowi samodzielne stanowisko dezynfekcyjne.

Nr kat. Nazwa

63079099 Mata dezynfekcyjna 60 x 90 x 4, dla rolnictwa
63079098 Mata dezynfekcyjna 180 x 90 x 4, dla rolnictwa

Dostępne także maty większe, wjazdowe oraz bramki dezynfekcyjne



Buty jednorazowe długie z gumką

- | solidne i wytrzymałe;
- | można je zakładać na obuwie gumowe;
- | wysokość 50 cm;
- | opakowanie: 50 szt.

Nr kat.: **260649**



Ochraniacze na buty

- Kolor - niebieski. Krótkie, foliowe.
- Posiadają stabilizującą gumkę.
- Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kat. **260006-P**



Kombinezon wielorazowy TYVEK CLASSIC

- | 3-częściowy kaptur;
- | gumka dopasowująca kaptur do twarzy;
- | szwy wykonane na zewnątrz kombinezonu;
- | elastyczne mankiety rękawów i nogawek;
- | zamek błyskawiczny z patką ochronną;
- | 3-częściowy klin łączący nogawki.

Nr kat.: **49012**



Kombinezon jednorazowy

- | wykonany z flizeliny;
- | ze ściągaczami na rękawach i nogawkach;
- | zapinany na zamek błyskawiczny;
- | kolor: zielony;
- | opakowanie: 1 szt.

Nr kat.	Nazwa
260612_P	Kombinezon jednorazowy, rozmiar L
260613_P	Kombinezon jednorazowy, rozmiar XL
260614_P	Kombinezon jednorazowy, rozmiar XXL



KOLBA środek na muchy / 500 ml

Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much. Stosować poprzez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie i inne budynki inwentarskie.

Natychmiastowe działanie na owady.

Okres działania: od 6 do 8 tygodni.

Stosować bezpośrednio na czystych powierzchniach nie absorbujących środka, takich jak: ściany, filary, ramy okienne, rury przewodzące mleko i inne miejsca, na których siadają muchy lub na kartonowych tablicach pokrytych preparatem rozwieszonych w pomieszczeniu.

Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.

Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o powierzchni do 200 m².

Nr kat. **12-0124**

Środek na Muchy LD 100 Contact B

Preparat owadobójczy w formie płynnej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, oprysku lub malowania. Przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt, fermach, gospodarstwach rolnych, magazynach, stajniach, oborach.

Pojemność 500 ml.

Nr kat. **LD_100_CONTACT**

Fumagri OPP

Bakteriobójcza i grzybobójcza świeca dymna do dezynfekcji powietrza oraz powierzchni pomieszczeń np. dezynfekcja silosów, końcowa dezynfekcja budynków inwentarskich. Wysoka skuteczność przeciw pleśniom i bakteriom (aspergiloza, salmonella). Optymalna dezynfekcja poprzez równomierne rozprzestrzenienie dymu. Praktyczny i łatwy w zastosowaniu bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. Stosować bez obecności zwierząt i człowieka, gdyż dym podrażnia drogi oddechowe. Różne pojemności puszek w zależności od wielkości pomieszczeń: 25 m³, 150 m³, 500 m³, 1250 m³.

Nr kat.	Nazwa
FUM_1	Fumagrar OPP, 25 m ³
FUM_5	Fumagrar OPP, 150 m ³
FUM_7	Fumagrar OPP, 500 m ³
FUM_6	Fumagrar OPP, 1250 m ³



Mydło N50 zapach 5kg

Ręczne i mechaniczne mycie i odtuszczenie urządzeń, pojemników, ścian, posadzek w gospodarstwie domowym. Właściwości:

- | doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- | zmiękcza wodę;
- | środek nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

Nr kat. **2030**

AGITA środek na muchy

- | przeznaczony do zwalczania much, prusaków i pcheł;
- | do malowania lub spryskiwania powierzchni;
- | po zastosowaniu preparat działa 6-8 tygodni;
- | substancja czynna: thiametoksam 10%;
- | opakowanie: 100 g oraz 400 g.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przy spryskiwaniu:

Rozpuścić 100 g preparatu w 0,8 l letniej wody. Otrzymany roztwór wystarcza na pomieszczenie o powierzchni 20 m². Bezpośredniemu opryskowi należy poddać ok. 30% w/w powierzchni.

Przy malowaniu:

Rozpuścić 100 g preparatu w 80 ml letniej wody. Otrzymany roztwór wystarcza na pomieszczenie o powierzchni 40 m². Bezpośredniemu opryskowi należy poddać ok. 30% w/w powierzchni.

Nr kat.	Opakowanie
-40.5016	100 g
-40.5017	400 g

Penta 250 FS

- | preparat owadobójczy w postaci zawiesinowego koncentratu do rozcieńczania wodą;
- | zwalcza: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona, rybiki cukrowe, muchy, komary i mole w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach inwentarskich;
- | po zastosowaniu preparat działa przez 2-3 miesiące;
- | substancja czynna: imidakloprid 20%, alfacypermetryna 5%;
- | opakowanie: 50 ml.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować 1% ciecz roboczą (50 ml rozcieńczyć wodą do 5 l). 1 litr cieczy roboczej wystarcza na 20 m² powierzchni.

Nr kat. **-40.00-5007**



ASCYP 10 WP

- preparat owadobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej;
- zwalcza: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona, rybiki cukrowe, muchy, komary i mole w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach inwentarskich;
- substancja czynna: cypermetryna 10%;
- opakowanie: saszetka 25 g.

SPOSÓB UŻYCIA:

Owady biegające:

Zawartość torebki 25 g rozpuścić w 2,5 l wody w przypadku bardzo dużego zarobaczenia, a w 5 l wody przy mniejszym stopniu intestacji. Opryskiwać wokół listew podłogowych, drzwi, wnętrz szaf, wokół przewodów wentylacji, szpary, szczeliny, w których gnieźdzą się owady.

Owady latające:

Zawartość torebki 25 g rozpuścić w 5 l wody. Dokładnie opryskiwać powierzchnie sufitów, przy oknach oraz inne, na których siadają owady. Zawartość wystarczy do oprysku 100 - 150 m².

Nr kat. **ASCYP_25G**

POLCYP 5 WP

- preparat owadobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej;
- zwalcza: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona, rybiki cukrowe, muchy, komary i mole w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach inwentarskich;
- substancja czynna: polcypermetryna 5%;
- opakowanie: saszetka 25 g.

SPOSÓB UŻYCIA:

Owady biegające:

Zawartość torebki 25 g rozpuścić w 2,5 l wody. Opryskiwać preparatem miejsca gnieźdzenia się owadów: wszelkie szpary i szczeliny, naroża ścian, listwy podłogowe, powierzchnie wokół drzwi, okolice rur kanalizacyjnych i C.O., powierzchnie pod zlewozmywakiem itp.

Owady latające:

Przy małej ilości owadów przygotować 0,5% ciecz roboczą – zawartość torebki 25 g preparatu rozproszyc w 5 litrach wody i dokładnie wymieszać. Opryskiwać preparatem nasłonecznione powierzchnie ścian, ramy okienne, futryny drzwiowe, sufity w pobliżu lamp; komary – opryskiwać powierzchnie, na których najczęściej siadają owady, miejsca ciemne, spokojne, zakamarki i naroża ścian.

Nr kat. **POLCYP_25G**



Ratimor trutka granulat

- preparat w formie granulatu;
- przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych;
- zwalczanie szczurów: 100-150 g co 5-10 m;
- zwalczanie myszy: 20-30 g co 2-5 m;
- pojemność: 250 g.

Nr kat. **12-0051**

Ratimor kostka woskowa

- preparat w formie kostek;
- przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy;
- do wykładania na zewnątrz, po umieszczeniu w karmnikach;
- odporny na czynniki atmosferyczne;
- zwalczanie szczurów: 100-150 g co 5-10 m;
- zwalczanie myszy: 20-30 g co 2-5 m;
- pojemność: 250 g.

Nr kat. **12-0058**

Ratimor trutka miękka

- preparat w formie pasty w saszetkach;
- przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy;
- do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych;
- zwalczanie szczurów: 100-150 g (tj. 10-15 saszetek) co 5-10 m;
- zwalczanie myszy: 20-30 g (tj. 2-3 saszetki) co 2-5 m;
- gryzonie zaczynają padać już po 4-5 dniach.

Nr kat.	Pojemność
12-0052	125 g
12-0054	500 g

Karmnik na myszy i szczury

- wykonany z czarnego, trwałego plastiku;
- przeznaczony do wykładania preparatów deratyzacyjnych;
- wyposażony w otwory i przegrody sprzyjające penetracji gryzoni;
- odporny na warunki atmosferyczne;
- do umieszczania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Nr kat.	Wymiary [cm]	Rodzaj gryzonia
-40.00-5012	11 x 8 x 4	Myszy
-40.00-5011	39 x 9 x 8	Szczury



Rat Killer Perfekt Granulat

- preparat do zwalczania szczurów i myszy w formie różowego granulatu;
- do wykładania w pobliżu kryjówek i na drogach przebiegu gryzoni;
- zwalczanie szczurów: 30-60 g co 5-10 m;
- zwalczanie myszy: 15-20 g co 2-5 m.

Nr kat.	Pojemność
-42.C2513	90 g
-42.4	250 g

Rat Killer Super Granulat

- preparat do zwalczania szczurów i myszy w formie różowego granulatu;
- do wykładania w pobliżu kryjówek i na drogach przebiegu gryzoni;
- zwalczanie szczurów: 50-100 g co 5-10 m;
- zwalczanie myszy: 20-25 g co 2-5 m;
- pojemność: 10 kg.

Nr kat. -42

Rat Killer Perfekt Pasta

- preparat w formie pasty poporcjowanej w saszetki;
- służy do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych;
- do wykładania w płytkich naczyniach lub karmnikach deratyzacyjnych w pobliżu kryjówek, na drogach przebiegu gryzoni, w miejscach spokojnych i suchych;
- gryzonie zaczynają padać już po 4-5 dniach od spożycia trutki.

Nr kat.	Pojemność
-39	200 g
-40.5	3 kg

Rat Killer Perfekt Kostka

- preparat jednodawkowy w formie kostek o właściwościach mumifikujących;
- przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy;
- do stosowania w pomieszczeniach oraz na zewnątrz po umieszczeniu w karmnikach;
- zwalczanie szczurów: 2 kostki co 5-10 m;
- zwalczanie myszy: 1 kostka co 2-5 m;
- pojemność: 200 g.

Nr kat. -42.6



Znakowanie

Kredka do znakowania Raidex

- | pojemność: 54 g;
- | do szybkiego oznaczania bydła, trzody chlewnej i owiec;
- | bardzo trwałe oznaczenie;
- | znaki utrzymują się przeciętnie 3-4 tygodnie;
- | w plastikowej, obrotowej obudowie.

Nr kat.	Nazwa
240355	Kredka do znakowania Raidex, niebieska
240360	Kredka do znakowania Raidex, czerwona
240365	Kredka do znakowania Raidex, zielona
240370	Kredka do znakowania Raidex, fioletowa
240375	Kredka do znakowania Raidex, czarna



Kredka do znakowania Polnet

- | pojemność: 54 g;
- | do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
- | w plastikowej, obrotowej obudowie
- | najwyższa jakość

Kredki i spraje najczęściej są przeznaczone do znakowania bydła, świń, kóz. Ta forma znakowania jest przydatna, gdy chcemy np. oznaczyć zwierzęta zaszczone, oczekujące na dany zabieg lub przyjmujące leki. Kredki i spraje są zawsze w intensywnych, widocznych z daleka barwach. Działają szybko, kolor utrzymuje się na sierści kilka tygodni.

Nr kat.	Nazwa
240300	niebieska
240301	czerwona
240302	zielona



Spray do znakowania Raidex

- | pojemność: 500 ml;
- | do szybkiego oznaczania bydła, trzody chlewnej oraz owiec;
- | trwałe, niezależnie od warunków pogodowych.

Nr kat.	Nazwa
744650	Spray do znakowania Raidex, czerwony
744660	Spray do znakowania Raidex, niebieski
744670	Spray do znakowania Raidex, zielony



Tatuownica zaciskowa LUX

Umożliwia znakowanie trzody chlewnej na małżowinie usznej.
Trwała, wytrzymała. Wysokość znaku 7 mm.

Nr kat. **71460P**



Cyfra do tatuownicy zaciskowej

Wysokość znaku 7 mm.
Dostępny pełen asortyment cyfr. Litery P i L.

Nr kat. **71472110**

Cyfra do tatuownicy uderzeniowej

Wysokość znaku 20 mm.
Dostępny pełen asortyment cyfr. Litery P i L.

Nr kat. **7185600**



Tatuownica uderzeniowa

Umożliwia znakowanie trzody chlewnej w okolicy pośladkowej.
Trwała, wytrzymała.
Wysokość znaku 20 mm.

Nr kat. **71107P**



Pasta Hauptner do tatuownic

Nr kat.	Nazwa
71495000	Pasta Hauptner do tatuownic, w paście, czarna, 600 g
715000	Pasta Hauptner do tatuownic, w szyfcie, czarna, 80 g
71492	Pasta Hauptner do tatuownic, w tubie, czarna, 60 g




NOWY SKLEP INTERNETOWY DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT



www.polnet.pl/sklep/

najszersza oferta



- | ŻYWIENIE
- | POJENIE
- | WENTYLACJA
- | UTRZYMANIE
- | OGRZEWANIE
- | KLATKI DLA DROBIU
- | PAPIER DLA PISKŁĄT
- | INSEMINACJA
- | INIEKCJA
- | CHEMIA I MATY
- | ZNAKOWANIE
- | SILOSY ZBOŻOWE
- | SILOSY PASZOWE




**POLNET Sp. z o.o.
i Wspólnicy
Spółka Komandytowa**

ul. Sowia 13 B
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel.: + 48 61 657 67 00, fax: + 48 61 657 67 67
office@polnet.pl

Dział Weterynarii:
+ 48 61 657 67 34; + 48 61 657 67 21
weterynaria@polnet.pl, www. polnet-wet. pl

www.polnet.pl




Polub nas na
facebooku




silosy




mieszalnie pasz



trzoda



drób



weterynaria